

Башкортостан Республикаһының
дәүләт бюджет һаулык һаҡлау
учреждениеһы

Өфө калаһының
4-се клиник бала табыу йорто

450106, Өфө калаһы, Батырзар урамы, 41
Тел./факс: (347) 254-65-30, e-mail: roddom4_ufa@mail.ru



Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан

Клинический родильный дом № 4
города Уфа

450106, г. Уфа, ул. Батырская, 41
Тел./факс: (347) 254-65-30, e-mail: roddom4_ufa@mail.ru

ОКПО 50815049 ОГРН 1030203905478 ИНН/КПП 0274065962/027401001

№ 79
На № _____ от 11.02.16.

Отзыв

о клиническом применении аппаратов электрохирургических высокочастотных ЭХВЧ «35001Фотек», ЭХВЧа – 14004, представленных ООО «Фотек» г. Екатеринбург.

С 2009 г. в ГБУЗ РБ КРД № 4 г. Уфа появились электрохирургические высокочастотные, аппараты приобретенные у компании производителя ООО «Фотек» г.Екатеринбург.

Аппараты ЭХВЧ используются в операционном блоке при повседневной работе при различных хирургических вмешательствах на органах брюшной полости, и для рассечения мягких тканей и коагуляции кровеносных сосудов. ГБУЗ КРД№4 является родовспомогательным учреждением третьего уровня где в среднем в год производятся следующие операции:

- кесарево сечение 3000
- миомэктомии 150
- цистэктомии 40
- адгезиолизис 700
- метропластика 800

Аппараты применяются для рассечения различных тканей: кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы, апоневроз белой линии живота, для вылушивания миоматозных узлов, кист, метропластики.

Используются все принадлежности, входящие в комплектацию аппарата. Для остановки кровотечений из сосудов малого и среднего калибра используется режим биполярной коагуляции пинцетами. Для гемостаза капиллярных кровотечений применяется режим монополярной бесконтактной спрей коагуляции.

Основное внимание уделяется возможности работы приборов в urgentных условиях, преимущественно у больных с гестозами, анемиями, коагулопатиями, кровотечениями, предлежанием плаценты, рубцами на матке.

Необходимо отметить достоинства приборов: легкость, компактность, короткое время инсталляции для работы, простоту стерилизации периферического оборудования и аксессуаров, что немаловажно для работы в urgentной практике, особенно учитывая возможности легкой транспортировки приборов.

Аппараты устраивают хирургов своим дизайном, удобством в эксплуатации, интуитивно понятной системой управления, выбора и отображения режимов на лицевой панели и расположенными на верхней крышке аппарата краткими рекомендациями по режимам работы. Универсальность гнезд позволяет подключать как отечественные, так и импортные электроды.

При работе используются держатели монополярных электродов с кнопочным управлением и/или с помощью педали, в зависимости от задачи и оперативного вмешательства.

ООО «Фотек» предоставляет большой выбор инструментов, что увеличивает возможность проведения различных операций.

Все режимы резки, моно и биполярной коагуляции работали хорошо. Аппараты удобны и просты в дезинфекции, надежны в эксплуатации.

Сбоев и отказов во время операций не было.

Накопленный опыт позволяет сделать выводы, что основной сферой применения настоящих приборов в urgentной практике является хорошее обеспечение атравматичного доступа к органам брюшной полости. При проведении разреза кожи, подлежащих тканей и фасций отмечается уверенный гемостаз, косметический эффект. Заживление послеоперационной раны происходит быстро, без нагноения образования грубого рубца.

Также уверенный гемостаз достигался при рассечении матки, образований и кист, вылушивания миоматозных узлов, коагуляции плацентарной площадки.

Аппараты ФОТЕК просты, эффективны и удобны в работе, а также получили одобрение у хирургов и операционных сестер стационара.



Э.М. Камалов
Э.М. Камалов